

Test électronique
Bowie & Dick

WI SCAN[®]
System



Sterlab

WI SCAN[®]

System

Un logiciel d'archivage des données

Un lecteur de résultats



Un test de Bowie & Dick

SOMMAIRE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	page 2
UTILISATION	page 4
QUESTIONS/RÉPONSES	page 6
DES CARACTÉRISTIQUES À SOULIGNER	page 7
DONNÉES TECHNIQUES / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	page 8
RÉFÉRENCES DU SYSTÈME WI SCAN	page 9

TEST ÉLECTRONIQUE DE BOWIE & DICK



Récompensé par le prix INNOSTER
2010 pour son caractère innovant

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le dispositif de mesure du Bowie & Dick électronique du WI SCAN® System est constitué d'une chambre de détection cylindrique (1) fermée à une extrémité et de deux sondes de température. La sonde interne (2) est placée au fond de la chambre de détection et la sonde externe (3) à la surface du dispositif.

Pendant le cycle de stérilisation, après l'extraction d'air, le mélange de vapeur et de gaz non condensables (GNC) progresse le long de la chambre. La vapeur se condense et la proportion de gaz non condensables augmente au détriment de la vapeur pour atteindre un maximum au fond de la chambre.

Plusieurs innovations permettent à ce test d'allier capacité de **détection, précision et reproductibilité** :

Innovation L'horizontalité de la chambre de détection :

A température égale, la densité de l'air ou des autres GNC est supérieure à celle de la vapeur d'eau saturée. Une chambre de détection horizontale facilite donc la pénétration de vapeur et sa détection. Cette caractéristique permet de contrôler la pénétration de vapeur sur tout type d'autoclaves et tout type de cycles (comme définis dans la **norme ISO 11140-4**) :

- Subatmosphérique
- Transatmosphérique
- Suratmosphérique.

Innovation La séparation de l'air ou des autres GNC et de la vapeur par le SAS® (Steam Air Separator) :

Dans la chambre de détection, un dispositif, le SAS® (breveté) (4), constitue une charge poreuse qui favorise la condensation de la vapeur. Celle-ci est aussitôt évacuée par gravité à l'extérieur et laisse pénétrer plus facilement l'air ou les GNC au fond de la chambre.

La présence éventuelle d'air ou GNC est amplifiée augmentant ainsi la capacité de détection.


Innovation La conservation de la masse d'air ou de GNC :

Dans la chambre d'accumulation, le SAS® empêche également la recombinaison de l'air ou des GNC avec la vapeur jusqu'à la fin du plateau à 134° C (5).

Les mesures de températures sont donc plus précises et apportent une reproductibilité encore jamais obtenue dans les tests de Bowie & Dick.

Innovation L'algorithme de calcul d'extraction d'air et de pénétration de vapeur :

Dans le compartiment électronique (6), un algorithme spécialement développé par Sterlab, traite la différence des températures entre les deux sondes à différentes étapes du cycle de B&D mettant ainsi en évidence les résultats positifs ou négatifs du test ainsi que "la marge de sécurité" de l'autoclave (voir page 7).



UTILISATION

- 1 La mise en marche du test de Bowie & Dick électronique du WI SCAN® System s'effectue par un simple basculement à la verticale du dispositif (face blanche vers le haut) pendant quelques secondes.

Le clignotement d'une LED verte confirme la mise en fonctionnement.

Le cycle doit être lancé dans les 10 minutes qui suivent. Après 10 minutes et en l'absence de détection de vapeur, la LED clignotera en rouge pendant 10 minutes environ puis s'éteindra.

Le test Bowie & Dick doit alors être remis en marche par un nouveau basculement à la verticale.

- 2 Le dispositif est placé à l'horizontale, poignée vers le haut, dans l'enceinte de l'autoclave dans les mêmes conditions qu'un pack test de Bowie & Dick.

- 3 A la fin du cycle, dès l'ouverture de la porte de l'autoclave, une LED clignotante verte ou rouge indiquera un résultat positif ou négatif permettant ainsi la préparation immédiate du premier cycle de routine de la journée.

- 4 Dès l'accélération du rythme de clignotement de la LED, le résultat est transmis par une connexion sans fil au lecteur du WI SCAN® System.

A ce stade, allumer le lecteur et suivre les instructions. La transmission est possible jusqu'à 8 m.

La mise à l'arrêt du dispositif est automatique.

Le lecteur gardera les données en mémoire jusqu'à leur transfert vers l'ordinateur.




Le lecteur WI SCAN® peut stocker jusqu'à 10 résultats.

- 5 Les résultats sont ensuite archivés sur votre ordinateur grâce à un simple cordon USB.


Eteindre le lecteur à la fin de la transmission.

L'archivage se fait sur le logiciel du WI SCAN® System qui a été conçu pour être utilisé par toute personne, sans nécessité de formation ou de connaissance en informatique.

Une fonction "Administrateur" permet au responsable d'avoir accès à un grand nombre d'informations et de données pouvant être imprimées facilement (graphe du cycle, historique, recherche par autoclave, agent, période ou toute combinaison associée...).



Positif




Négatif




N°	Autoclave	Agent	N° Cycle	Date	Statut	Attribution	Commentaire	Statut	Statut	Commentaire & signature
224	Autoclave 2	ARIATO	344	04/08/2015 17:04	1150-0330-0048	Autoclave 2		🟢	🟢	
225	Autoclave 1	SEBICOLI	378	04/08/2015 17:04	1243-0330-0049	Autoclave 1		🟢	🟢	
226	Autoclave 2	NOLIN	376	04/08/2015 17:04	1150-0330-0048	Autoclave 2		🟢	🟢	
227	Autoclave 4	SEBICOLI	378	04/08/2015 17:04	1243-0330-0029	Autoclave 4		🟢	🟢	
228	Autoclave 1	SEBICOLI	377	04/08/2015 17:04	1243-0330-0027	Autoclave 1	Erreur à cette date	🔴	🔴	
229	Autoclave 2	SEBICOLI	347	04/08/2015 17:04	1243-0330-0015	Autoclave 2		🟢	🟢	
230	Autoclave 4	MONTEMEGRO	364	04/08/2015 17:04	1243-0330-0020	Autoclave 4		🟢	🟢	
231	Autoclave 3	MONTEMEGRO	351	04/08/2015 17:04	1150-0330-0048	Autoclave 3		🟢	🟢	
232	Autoclave 1	MONTEMEGRO	382	04/08/2015 17:04	1243-0330-0049	Autoclave 1		🟢	🟢	
233	Autoclave 3	MONTEMEGRO	382	04/08/2015 17:04	1150-0330-0066	Autoclave 3		🟢	🟢	
234	Autoclave 1	ARTISSI	388	04/08/2015 17:04	1243-0330-0048	Autoclave 1		🟢	🟢	
235	Autoclave 3	ARTISSI	388	04/08/2015 17:04	1150-0330-0068	Autoclave 3		🟢	🟢	
236	Autoclave 4	ARTISSI	388	04/08/2015 17:04	1243-0330-0020	Autoclave 4		🟢	🟢	
237	Autoclave 2	ARTISSI	388	04/08/2015 17:04	1150-0330-0048	Autoclave 2		🟢	🟢	
238	Autoclave 1	ARTISSI	388	04/08/2015 17:04	1150-0330-0048	Autoclave 1		🟢	🟢	

6 Lecture des résultats : en double cliquant sur le smiley 😊 😡 le graphique apparaît sur l'écran.
Exemples :

TEST POSITIF



TEST NEGATIF



Le graphique comprend deux courbes :

- une courbe verte ou rouge (selon le résultat) correspondant à la sonde externe (voir page 3),
- une courbe bleue en pointillé correspondant à la sonde interne (voir page 3).

Afin de déterminer le résultat du test Bowie & Dick, nous calculons la différence de température entre les deux courbes au niveau du plateau de stérilisation.

Si la pénétration de vapeur est optimale, les deux courbes vont se chevaucher au niveau du plateau. Le résultat est donc positif et la courbe de la sonde externe est verte.

Plus il y aura d'air et de GNC dans le mélange air/vapeur, plus la valeur de la courbe de la sonde interne va voir son écart avec la courbe de la sonde externe augmenter.

Le résultat du test devient négatif lorsque la différence de température atteint un seuil que nous définissons en fonction de la norme ISO 11 140-4. Une fois ce seuil dépassé, la courbe de la sonde externe devient rouge.

QUESTIONS / RÉPONSES

<p>Le lecteur a été coupé avant d'avoir transféré ses données à l'ordinateur.</p>	<p>Le lecteur conserve en mémoire les données non transférées qu'il pourra transmettre à l'ordinateur lors de sa connexion suivante.</p>
<p>La luminosité de l'écran du lecteur est faible.</p>	<p>Recharger la batterie du lecteur.</p>
<p>L'écran du lecteur n'a pas d'affichage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en marche le lecteur. • Recharger la batterie du lecteur.
<p>Le BD WI SCAN® ne clignote pas à l'ouverture de la porte de l'autoclave à la fin du cycle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le BD WI SCAN® n'a pas été mis en marche avant d'être placé dans l'autoclave. • Le BD WI SCAN® clignotait ROUGE quand il a été placé dans l'autoclave. • Le BD WI SCAN® a déjà envoyé ses données au lecteur à travers la porte de l'autoclave. • Le BD WI SCAN® est resté plus de 4 heures sans être lu par le lecteur.
<p>A la mise en marche, le BD WI SCAN® clignote ROUGE une seule fois.</p>	<p>Le BD WI SCAN® est trop chaud car le délai de 3 heures entre deux utilisations n'est pas écoulé.</p>
<p>A la mise en marche, après avoir clignoté VERT pendant 10 minutes, le BD WI SCAN® clignote ROUGE pendant 10 minutes.</p>	<p>Le BD WI SCAN® a été mis en marche plus de 10 minutes auparavant et n'a pas été utilisé. Attendre la fin du clignotement ROUGE pour remettre le BD WI SCAN® en marche par basculement.</p>
<p>Le BD WI SCAN® ne se met pas en marche en clignotant VERT immédiatement après avoir été placé en position verticale.</p>	<p>Il peut être nécessaire d'attendre jusqu'à 15 secondes en position verticale pour la mise en marche.</p>
<p>Que faire quand le logiciel du BD WI SCAN signale que le nombre de cycles approche de 0 ?</p>	<p>Contactez Sterlab pour que la procédure de renouvellement du BD WI SCAN® soit activée.</p>
<p>Comment stocker le BD WI SCAN® entre deux utilisations ?</p>	<p>A plat, poignée vers le haut, pour ne pas décharger les piles.</p>

DES CARACTÉRISTIQUES À SOULIGNER

Un outil de diagnostic de l'état de l'autoclave : la marge de sécurité

Dans le cas d'un résultat positif :

La qualité de la mesure par le SAS® autorise la définition d'une marge de sécurité significative concernant la quantité de GNC présents dans l'autoclave :

- Si aucun GNC n'est détecté, la marge de sécurité a été fixée à 100%.
- Si la quantité de GNC détectée se situe à la limite pour satisfaire aux critères d'acceptation de la norme ISO 11140-4, la marge de sécurité vaut 5 %.

Chaque test positif s'accompagnera donc de sa marge de sécurité chiffrée entre 5% et 100% permettant à l'administrateur de visualiser l'évolution de son autoclave et de déclencher une opération de maintenance à sa convenance.

Une réutilisation sans limite

Le test de Bowie & Dick électronique du WI SCAN® System est conçu pour un fonctionnement de 400 cycles ou 1000 cycles.

A l'approche de l'échéance, une alerte indiquera sur le tableau de résultats, le nombre de cycles restants. Réalisés par Sterlab, la recalibration des sondes et le changement des batteries permettront de réutiliser indéfiniment le test de Bowie & Dick électronique du Wi SCAN® System, l'inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable.



DONNÉES TECHNIQUES

- Période d'échantillonnage : 2 secondes.
- Mémoire : 1 heure d'acquisition.
- Autonomie : 400 cycles ou 1000 cycles.
- Fréquence d'étalonnage : tous les 400 cycles pour un test de Bowie & Dick 400 cycles,
tous les 1000 cycles pour un test de Bowie & Dick 1000 cycles.
- Test de Bowie & Dick testé selon les normes ISO 11140-4.
- Qualifié pour les cycles subatmosphériques, transatmosphériques et suratmosphériques.
- Nécessite le lecteur WISCAN01 et le logiciel WISOFT01 pour son fonctionnement.
- Temps de refroidissement entre deux utilisations : environ 3 heures minimum.
- Mise en marche par simple basculement à la verticale.
- Arrêt automatique après transfert des données au lecteur.
- Communication avec le lecteur par RF 2,4 Ghz.
- Logiciel WI SCAN System® compatible avec PC sous Windows 10 ou version ultérieure.
- Fonction Aide incluse dans le logiciel.
- Dimensions et poids :
 - BD WI SCAN® : 240 mm x 100 mm x 140 mm - 2,4 kg.
 - Lecteur WI SCAN® : 147 mm x 89 mm x 25 mm – 0,3 kg.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conditions de stockage :
 - Température : entre 0° C et 50° C.
 - Humidité relative : entre 30 et 70 %.
 - Stocker à l'horizontal, poignée vers le haut.
- Ne pas utiliser avec d'autres cycles que ceux de Bowie & Dick (134° C - 3,5 min).
- Mettre des gants thermo-isolants (ex. norme EN 407) avant de sortir le dispositif de l'autoclave (risques de brûlures).
- En cas d'odeur suspecte à l'ouverture de la porte de l'autoclave (en fin de cycle), s'éloigner de l'appareil et prévenir Sterlab.



134°C-3.5min

Année d'apposition 2010

Le marquage CE de ce produit atteste de sa conformité aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux 2017/745/UE, ainsi qu'aux exigences des directives ROHS 2011/65/UE et compatibilité électromagnétique 2014/30/UE.

REFERENCES DU SYSTÈME WI SCAN

Références STERLAB	Description
WISCAN01	Lecteur de données sans fil / USB.
WIBODI01	Sonde de Bowie & Dick 400 cycles.
WIBODI04	Sonde de Bowie & Dick 1000 cycles.
WISOFT01	Logiciel WI SCAN.
WICALBD1	Recalibration sonde de Bowie & Dick 400 cycles.
WICALBD4	Recalibration sonde de Bowie & Dick 1000 cycles.
WISCANPACK	Pack WI SCAN complet sonde de Bowie & Dick 400 cycles et lecteur.
WISCANPACK4	Pack WI SCAN complet sonde de Bowie & Dick 1000 cycles et lecteur.

Sterlab

 **Sterlab** - 2720 Chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris - FRANCE
TEL : +33 (0)4 97 24 58 58 - FAX : +33 (0)4 97 24 58 59 - WEB : www.sterlab.com

Dernière révision : janvier 2023