



MD



STEAM



EO

DryMat®

Un nouveau concept exclusif et innovant de protection de vos emballages en feuilles.

Particulièrement indiqué pour des emballages lourds, le DryMat® protège de la perforation par les pieds des plateaux.

Il favorise également la vaporisation des excès de condensats.

Produit destiné à la stérilisation vapeur uniquement.

- Le **DryMat®** est une feuille hyper résistante de polypropylène sur laquelle a été déposée une couche de fibres hydrophiles permettant l'absorption et, par conséquent, la vaporisation des excès de condensats durant le cycle de stérilisation.
- Plus résistant qu'un SMS, cette feuille est caractérisée par une couleur violette pour indiquer qu'elle n'est pas barrière stérile. Son importante porosité permet un passage aisé de la vapeur et évite également la rétention des condensats.
- Particulièrement indiqué lors de la confection des emballages lourds, le **DryMat®** évite la perforation des feuilles d'emballage, pour cette raison, il est placé entre le plateau et la feuille interne.

Références	Tailles	Conditionnement
DRYMAT003P500	305 x 610 mm	500
DRYMAT018	305 x 305 mm	1000