

Gamme d'emballages de stérilisation adaptée au milieu hospitalier




SUPAWRAP

- Papier crêpe 60 grammes.
- Papier haut confort d'une grande solidité et doux au toucher.
- Couleur : vert.




SUPADRAPE

- Non tissé synthétique renforcé 60 grammes.
- Fabriqué dans des standards de haute qualité, il offre une grande résistance et de la douceur au toucher.
- Couleurs : bleu.



SUPASPUN

- SMS externe (bleu) + SUPADRAPE interne (vert) 60 grammes.
- Grâce à sa résistance extrême, il protège plateaux et conteneurs lors du transport et du stockage tout en assurant une bonne perméabilité à la vapeur.



SUPASORB

- Tapis absorbant pour plateaux instruments.
- Non tissé léger ayant une capacité d'absorption très importante (700 %), emprisonne dans sa structure les excès d'eau néfastes à la stérilisation.



Conforme à la norme
EN ISO 11607-1 et 2

Tableaux de références

SUPAWRAP - Papier crêpe 60 grammes

Références	Taille	Carton
SWGC6060	600 x 600	500
SWGC7575	750 x 750	250
SWGC9090	900 x 900	250
SWGC1010	1000 x 1000	250
SWGC1212	1200 x 1200	125

SUPADRAPE - Non tissé synthétique renforcé 60 grammes

Références	Références	Taille	Carton
Bleu	Bleu/Vert	/	/
SDB6060	SDBG6060	600 x 600	500
SDB7575	SDBG7575	750 x 750	250
SDB9090	SDBG9090	900 x 900	250
SDB1010	SDBG1010	1000 x 1000	250
SDB1212	SDBG1212	1200 x 1200	125

SUPASPUN - SMS externe (bleu) + SUPADRAPE interne (vert) 60 grammes

Références	Taille	Carton
SMBDG6060	600 x 600	320
SMBDG7575	750 x 750	160
SMBDG9090	900 x 900	160
SMBDG1010	1000 x 1000	160
SMBDG1212	1200 x 1200	80

SUPASORB - Tapis absorbant pour plateau instruments

Références	Taille	Carton
TLB3030	30 x 30	500
TLB3060	30 x 60	400