

Fiche technique / *Technical Datasheet*

HANGLABEL®

Étiquettes adaptées pour une utilisation en nettoyage, désinfection et stérilisation (autoclaves vapeur et machines à laver).

Labels adapted for a use in cleaning, disinfection and sterilization (vapor autoclaves and washing machines).

Produit fabriqué conformément à la norme ISO 9001 (2015).

Product made according to the ISO 9001 (2015) norm.


Spécifications techniques / *Product informations*

Matériau/*Material*: Polyéthylène/*polyethylene*

Épaisseur/*Thickness*: 150 µm

Dimensions/*Size*: 50 x 236 mm ; Espace écriture/*space out writing*: 50 x 90 mm

Couleur/*Color*:



Conditionnement/*Packaging*: boîte de 1000 unités/*box of 1000 units*

Données techniques / *Technical data*

Les matières premières utilisées dans ce produit sont utilisées pour l'emballage alimentaire (FDA, BgVV, l'UE).

The raw materials used in this product are used for food packaging (FDA, BgVV, EU).

		Guiding Values	Testing Metods
Thickness variation		5%	ISO 2286-3
Weight		170 g/m ²	ISO 536
Bending Stiffness		130 mN	1002
Impact Strength	MD CD	200 mJ/mm ² 300 mJ/mm ²	100 (EN ISO 8256, 1997)
Tensile Strenght	MD CD	28 Mpa 22 Mpa	ISO 527-3
Elongation at break	MD CD	600% 550%	ISO 527-3
Tear Strength	MD CD	140 N/mm 150 N/mm	DIN 53515
Shrinkage	MD CD	Max + 0,0 % Max - 1,5 %	1022 (150 °C, 10 min)
Coefficient of Friction (COF)		0,45	ASTM 1897
Cold Crack/Temperature resistance		- 20 °C (100 µm)	BS2782: Pt 1 Method 150 D: 1976
Opacity		93	ISO 2471
Brightness %		91	ISO 2470
Gloss level (60°)	Front Reverse	12 12	ASTM D2457
UV-Stabilization		yes	