



Fiche technique

SUPASORB

FEUILLE ABSORBANTE

Matériau non tissé capable de retenir, dans sa structure poreuse, sept fois son propre poids en eau, permettant ainsi de limiter les effets néfastes de l'eau résiduelle pendant le cycle de stérilisation.

Il est destiné à être placé dans les paniers.

Possède d'excellentes propriétés mécaniques lui permettant de supporter aisément les manipulations et la stérilisation.

Le matériau est très peu générateur de particules, de poids très faible par rapport à son volume, le rendant facilement manipulable.

Le SUPASORB est proposé en bleu clair dans les tailles les plus courantes de plateaux, et peut être fabriqué sur mesure, à la demande.

Fabriqué conformément aux référentiels qualité ISO 9001 (2015) et ISO 13485 (2016), certifiés pour Westfield Medical.

Propriétés :

Couleur	Bleu clair
Poids de base	40 gr/m ² +/- 5%
Epaisseur	0,285μ
Capacité d'absorption	888%
Tension humide SM	10 N/15 mm min.
Tension humide ST	2,5 N/15 mm min.

Le SUPASORB est garanti exempt de trous et de contamination visible.