



## Fiche technique

### SUPASPUN

#### PAPIER DE STERILISATION MULTICOUCHES SYNTHETIQUE NON TISSE

Le SUPASPUN est l'association d'une feuille de SUPADRAPE vert en emballage interne et d'une feuille de SMS bleue en emballage externe.

L'interfoliage de ces 2 feuilles représente un gain de temps au niveau de la constitution de l'emballage.

Le SUPASPUN permet d'avoir un excellent compromis entre la solidité de l'emballage final quant à l'agression vis-à-vis des facteurs mécaniques (transport, stockage, distribution...) et une bonne qualité de pénétration de vapeur (donc également un moindre risque de formation d'excès de condensats pendant la phase de stérilisation).

La composition du matériau a été optimisée pour réduire les charges humides et donner de bonnes propriétés de barrière microbienne. Il possède de plus les spécifications requises comme répulsif à l'alcool.

Principalement destiné à être utilisé comme enveloppe extérieure pour les plateaux et les paniers pour lesquels le déchirement et d'autres dommages physiques est un problème.

#### Conformité aux normes et réglementations :

- Norme EN ISO 11607-1 relative aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d'emballage.
- Norme EN 868-2 lorsqu'il est utilisé comme emballage de stérilisation.

Fabriqué conformément aux référentiels qualité ISO 9001 (2015) et ISO 13485 (2016), certifiés pour Westfield Medical.

#### Propriétés :

Pour plus d'information, se référer aux Fiches techniques SUPADRAPE et SMMS.  
Le SUPADRAPE est garanti exempt de trous et de contamination visible.

#### Tailles et Conditionnements :

Référence	Taille (en mm)	Conditionnement (quantité par carton)
SMBDG6060	600 X 600	320
SMBDG7575	750 X 750	160
SMBDG9090	900 X 900	160
SMBDG1010	1000 X 1000	160
SMBDG1212	1200 X 1200	80