



MD



Conforme à la norme
EN ISO 11607

STEAM



EO

TCover®

- Sac de protection pour emballages de stérilisation fabriqué à partir d'un SMS de couleur poupre afin de le distinguer des matériaux constituant une barrière stérile traditionnellement bleus, verts ou blancs.
- Plus résistant et plus perméables à la vapeur que les SMS courants, le **TCover®** est spécialement indiqué pour la protection des emballages lourds lors des manipulation durant le transport et le stockage.
- Grâce à sa mise en place aisée (pochette), il permet un gain de temps lors de la constitution du système d'emballage stérile.
- Le **TCover®** doit être utilisé en association avec un emballage barrière stérile afin d'être conforme à la norme ISO 11607, et ce avant ou après le cycle de stérilisation.

Références	Tailles	Conditionnement
TCOVER001	400 X 700 + 90 mm de rabat	200 sacs
TCOVER002	500 X 700 + 90 mm de rabat	200 sacs
TCOVER003	600 X 700 + 90 mm de rabat	100 sacs